

# nuscana

## testy *ELISA-TEK*<sup>TM</sup>

jakościowe oznaczanie gatunków  
zwierząt w produktach mięsnych



**Nuscana biotechnika laboratoryjna**, ul. Wieruszowska 12-16, 60-166 Poznań

Tel: 061/868 62 72

Fax: 061/868 62 73

E-mail: [nuscana@nuscana.pl](mailto:nuscana@nuscana.pl)

[www.nuscana.pl](http://www.nuscana.pl)

	<b>ELISA-TEK™</b> zestaw do identyfikacji gatunków zwierząt w przetworzonych produktach mięsnych	<b>ELISA-TEK™</b> zestaw do identyfikacji gatunków zwierząt w nieprzetworzonych produktach mięsnych
<b>zastosowanie</b>	Zestaw służy do jakościowego oznaczania białka różnych gatunków zwierząt w przetworzonych produktach mięsnych. Metoda została opracowana przez USDA. Opiera się na przeciwciałach skierowanych przeciwko termostabilnym, gatunkowo - specyficznym glikoproteinom obecnym w mięśniach zwierząt.	Zestaw służy do jakościowego oznaczania białka różnych gatunków zwierząt w produktach surowych: mięso i produkty mięsne, drób, jaja, mleko. Metoda opiera się na przeciwciałach skierowanych przeciwko gatunkowo - specyficznym albuminom występującym w surowicy.
<b>opis zestawu</b>	W skład zestawu wchodzi płytka 96 - studzienkowa. Za pomocą zestawu można przeprowadzić analizę 44 próbek (2 powtórzenia). Do zestawu dołączone są wszystkie niezbędne odczynniki.	W skład zestawu wchodzi płytka 96 - studzienkowa. Za pomocą zestawu można przeprowadzić analizę 44 próbek (2 powtórzenia). Do zestawu dołączone są wszystkie niezbędne odczynniki.
<b>metoda</b>	ELISA	ELISA
<b>walidacja</b>		
<b>limit oznaczalności</b>	1%	<1.0% w przypadku produktów mięsnych <5.0% w przypadku mleka
<b>czas analizy</b>	3,5 godziny	1,5 godziny
<b>termin przydatności</b>	12 miesięcy od daty produkcji	6 miesięcy od daty produkcji
<b>dostępne zestawy</b>	ELISA-TEK™ Cooked Meat 3 SPECIES Kit (wołowina/wieprzowina/drób) ELISA-TEK™ Cooked Meat 4 SPECIES Kit (wołowina/wieprzowina/drób/baranina) ELISA-TEK™ Cooked Meat BEEF Kit (wołowina) ELISA-TEK™ Cooked Meat PORK Kit (wieprzowina) ELISA-TEK™ Cooked Meat POULTRY Kit (drób) ELISA-TEK™ Cooked Meat SHEEP Kit (baranina) ELISA-TEK™ Cooked Meat HORSE Kit (konina) ELISA-TEK™ Cooked Meat DEER Kit (dziczyzna - jeleń) ELISA-TEK™ Meat & Bone Meal Thermal Evaluation Kit - PORK	ELISA-TEK™ Raw Meat 3 Species Kit (wołowina/wieprzowina/drób) ELISA-TEK™ Raw Meat 4 Species Kit (wołowina/wieprzowina/drób/baranina) ELISA-TEK™ Raw Meat BEEF Kit (wołowina) ELISA-TEK™ Raw Meat PORK Kit (wieprzowina) ELISA-TEK™ Raw Meat POULTRY Kit (drób) ELISA-TEK™ Raw Meat SHEEP Kit (baranina) ELISA-TEK™ Raw Meat HORSE Kit (konina)

**Oferujemy pełne wyposażenie laboratorium niezbędne do przeprowadzenia analiz metodą ELISA (płuczki, czytniki do płytek, wyrzäsarki, inkubatory, pipety)**



POMOC TECHNICZNA  
ZADZWOŃ: (0) 61 868 62 72