




Informacje na temat etykietowania produktów



Wersja : 180619

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Format
A03-51-322	Koronawirus (COVID-19) Przeciwciało IgG / IgM	Kaseta

Torebka z folii aluminiowej / opakowanie podstawowe:



**Pudełko / opakowanie wtórne:**



<p><b><u>Informacje z przodu woreczka :</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pełna nazwa produktu</li> <li>• Nr ref.</li> <li>• Partia nr</li> <li>• Termin ważności</li> </ul>	
<p><b>Szczegóły pakowania</b></p>	<p><b>Kaseta</b></p>	
<p><b><u>Szczegóły pudełka kartonowego:</u></b></p>	<p>Rozmiar kartonu: 19,5 x 13,5 x 6,8 cm</p> <p>Zawartość pudełka: 25 torebek foliowych, 25 rurek kapilarnych, 1 butelka buforowa i 1 wkładka.</p>	
<p><b><u>Aluminium Szczegóły woreczka foliowego:</u></b></p>	<p>Zawartość etui: 1 kaseta i 1 środek osuszający.</p>	
<p><b><u>Karton zewnętrzny:</u></b></p>	<p>Dane techniczne: 65 × 31 × 43 cm</p>	
<p><b><u>Specyfikacja materiałów:</u></b></p>		
<p><b>Pozycja</b></p>	<p><b>Dane techniczne</b></p>	
<p><b>Pochłaniacz wilgoci</b></p>	<p><b>Żel krzemionkowy</b></p>	<p>Żel: biała lub niebieska cząstka Rozmiar porów: 1,0 ~ 2,00 nm Ilość wody &lt;3%</p>
	<p><b>Pakiet osuszacza Papier</b></p>	<p>Kolor: biało-czarny lub biało-niebieski Słowa: DESICCANT, NIE JEDŹ</p>
<p><b>Aluminium Torebka foliowa (pakiet podstawowy)</b></p>	<p>6,5 cm × 13 cm dla kasety zamkniętej w 4 bokach</p>	
<p><b>Karton (pakiet dodatkowy)</b></p>	<p>6,8 cm x 13,5 cm x 19,5 cm na 25 kaset / pudełko</p>	

Prawdziwe zdjęcie produktu:

